

**Объявление по закупку медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений №17 от 26.05.2022г**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангыстау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведенный закупка способом запроса ценовых предложений по закупку медицинских изделий.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангыстауская область. Мунайлинский район.,с.Мангыстау зд.больницы 24/1квартал

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол иче ств о	Цена за ед.тенг е	Сумма, тенге
1	Полоски диагностические	Тест-полоски для анализаторов мочи CL-50, CL-50 Plus, CL-500.Тест-полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга пациента.10 параметров:биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген);клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты);физико-химические показатели (рН, удельный вес).Комплектация: 100 шт./уп, пластмассовый пенал с влагопоглотителем.Хранение: полоски следует хранить в сухом месте, при 2-30°С, не хранить в холодильнике и избегать попадания прямых солнечных лучей.	уп	350	8500	2975000
2	Калибровочные тест полоски	Химический контроль предназначен для проведения лабораторного контроля качества на анализаторах мочи с использованием обычных реагентов диагностических полосок. Использование контроля в ежедневной лабораторной практике позволяет гарантировать получение правильных и воспроизводимых результатов исследования химического состава мочи и в целом повысить качество работы лаборатории. Контроль мочи позволяет произвести контроль по 14 параметрам: биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген, аскорбиновая кислота, микроальбумин, калций,	уп	1	27500	27500

		Зкреатинин); клетки крови (скрытая кровь, л4ейкоциты); физико-химические показатели (рН, удельный ве5с) Калибровочные тест-полоски для анализатора -CL-50.				
3	Шарики для фиксации времени образования сгустка	Шарики для фиксации времени образования сгустка (700шт/уп)	Уп.	1	36980	36980
4	Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрия TS-4000)	Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрия TS-4000)	уп	2	64500	129000
5	Плазма-калибратор 1 x 1 мл	Плазма-калибратор 1 x 1 мл	уп	1	8 790	8790
6	Контроль 2: 1 x 1мл	Контроль 2: 1 x 1мл	уп	1	8790	8790
7	Контроль 1: 1 x 1мл	Контроль 1: 1 x 1мл	уп	1	8790	8790
8	Лизирующий раствор	Лизирующий раствор для гематологического анализатора Micro CC-18.Объем 500мл.	флако н	2	31500	63000
9	Эниматический очиститель	Эниматический очиститель для гематологического анализатора Micro CC-18.Объем-1л.	Флако н	2	29800	59600
10	Изотонический разбавитель	Изотонический разбавитель для гематологического анализатора Micro CC-18.Объем 20л.	флако н	2	25000	50000
11	Гемоглобин набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинидным методом	Гемоглобин набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинидным методом	флако н	2	6200	12400

12	Натрий хлористый	Натрий хлористый ХЧ		кг	10	3700	37000
13	Антиген кардиолипиновый для реакций микро преципитации.	Антиген для кардиолипиновый для РМП. Померки 2 в комплекте /5ампул по 2мл антигена кардиолипинового.1 флакон по 5мл. холин хлорида 70%./		набор	10	85000	850000
14	Глицерин	Глицерин		кг	1	8700	8700
15	Глюкоза	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации, 4x250 мл. Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, рН 7,5 (4x250 мл). 2. Реагент 2 - лиофилизат (4 флакона). 3. Калибратор: глюкоза 10 ммоль/л (2x2 мл). Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 30 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, время реакции - 15 мин (10 мин), температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 505 нм (490-510 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора - 6 мес. Срок годности рабочего реагента 6 мес.	Набор	3	9600	28800	
16	Тимоловая проба агат	Набор предназначен для определения устойчивости белков в сыворотке и плазме крови при диагностике заболеваний печени в клинико-диагностических и биохимических лабораториях.Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. 1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона; 2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл – 1 флакон; 3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон.	набор	3	5800	17400	

17	Кровь контрольная	Состав: Реагент содержит следующие компоненты (либо несколько, либо все): стабилизированные эритроциты человека (млекопитающих), тромбоциты, стабилизаторы. Поставляется в виде 3х флаконов по 2,5 мл: 1 флакон для низких значений, 1 флакон для высоких значений, 1 флакон для нормальных значений. Используется для осуществления внутреннего контроля качества. Для гематологического анализатора Miso CC-18.	набор	1	77500	77500
18	Сульфосалициловая кислота 2водная ЧДА	Сульфосалициловая кислота 2водная ЧДА				
	Итого		кг	5	18000	90000
						4489250

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 24 квартал, строение 30. После заключения Договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика./Заявка строится письменно/

Условия платежа: по факту поставки товара.

Место приема документов: Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 21,строение 30,здание больницы 1этаж, кабинет отдела государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 14.30 26 мая 2022г до 14.30 1 июня 2022 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

1 июня 2022 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 21,строение 30,здание больницы 1этаж.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.