

**Объявлено закупку медицинских изделий и реагенты
способом запроса ценовых предложений №28 от 03.11.2023г**

1.Заказчиком/Организатором закупки:ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи (пеницициарной) системы, за счет содержания в следственных изоляторах и учреждениях уголовного исполнительного медицинского страхования, фармацевтических услуг» бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических изделий реакенты.

объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений по закупку медицинских изделий реакенты.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район.,с.Мангистаузд.больницы 21квартал 30 строение

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм.	Кол иче ство	Цена за ед.тен ге	Сумма, тенге
1	Глюкоза оксидазная для биохимического анализатора Biochem FC200	Метод: оксидазный, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозооксидаза Пероксидаза (лошадиная) 4-Аминоантипирин Фенол Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл. Фасовка-R1- 125ml: STD 1*5ml	набор	1	19040	19040
2	Холестерин для биохимического анализатора Biochem FC200	Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин Холат натрия Эстераза холестерина Оксидаза холестерина Пероксидаза хрена п-Гидроксibenзолсульфонат Буфер, pH 6,8, инертные компоненты.	Набор	1	25670	25670

	Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в нормс: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл. Фасовка-R1-125ml: STD 1*5ml			
3 Аланинаминотрансфера для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы - сыворотка Метод - IFCC, кинетика Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л, АДГ >1200 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5, 100 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л, NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л, Азид натрия (0,2%), стабилизаторы Длина волны - 340 Рабочая температура для ручного метода определения, 37 С Длительность анализа - 3 мин Стабильность готового раствора - 14 суток Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-500 МЕ/л Чувствительность 1,8 МЕ/л Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент.Фасовка-R1-100ml.R2 1*20ml	набор 1 11668 11668		
4 Аспаратаминотрансфера для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы - сыворотка Метод - ферментативный, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аспарат 240 ммоль/л, МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л, АДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л, NADH 0,18 ммоль/л Длина волны - 340 Рабочая температура для ручного метода определения, 37 С Длительность анализа 3 мин Стабильность готового раствора 21 суток Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-500 Ед/л Чувствительность 2,65 Ед/л, CV, %, 4,19 Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - биреагент.Фасовка-Sgot R1-120ml.R2 1*30ml	Набор 1 17296 17296		
5 Креатинин-для биохимического анализатора Biochem FC200	Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ борага	набор 1 13837 13837		

		натрия, 240 мМ гидроксида натрия.3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц.Фасовка- R1.1*125ml.R2.1*125ml.STD.1*5ml				
6	Мочевина для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы - сыворотка Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика Состав готового раствора: Уреаза >15000 МЕ/л, Глутаматдегидрогеназа (бычья) >200 МЕ/л, АДФ >0.6 ммоль, α-Кетоглутарат 3,6 ммоль, NADH >0,28 ммоль, Буфер pH 7,8+0,1, стабилизаторы, азид натрия (0,25%) в качестве консерванта. Длина волны 340 Рабочая температура для ручного метода определения, 37 C Длительность анализа 1,5 минут Стабильность готового раствора, 14 суток Условия хранения 2-8 гр. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины Форма: жидкая, готов к использованию Состав набора: буреагент, стандарт.Для определение азота вуп Фасовка-R1.1*125ml.+R2.1*25ml.+STD.1*5ml.	набор	1	18449	18449
7	Общий белок для биохимического анализатора Biochem FC200	Тип пробы: сыворотка Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л Длина волны: 540 Рабочая температура для ручного метода определения - комнатная Длительность анализа - 5 минут	Набор	1	13837	13837

	Стабильность готового раствора - 14 суток Условия хранения - 2-8 гр. Срок хранения (годности) - 24 месяцев Линейность - 10-150 г/л Форма - жидкая, готов к использованию Состав набора - монореагент, стандарт.Фасовка-R1.1-125ml.std.1*5ml Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мМ, соляная кислота 165мМ. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мМ. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл.Для полуавтоматов.Фасовка-R1.1*250ml.R2.1*125ml.STDCal.1*3ml				
8	Билурубин прямой для биохимического анализатора Biochem FC200	набор 1 16950 16950			
9	Билурубин общий для биохимического анализатора Biochem FC200	Набор 1 18161 18161			

	Фасовка-R1.1*250ml.R2.1*25ml.STDCal.1*3ml				
10	Реакционная кювета для биохимического анализатора Biochem FC200	Материал изготовления - Пластик Вес кюветы - 9,37 г Вид кювет - Соединены по 9 штуки Размеры блока кювет (выс * длина * ширина) - 37 * 7 * 7 мм Количество штук в упаковке - 160. Реакционная кювета для биохимического анализатора Biochem FC200	Упаковка	1	185300 185300
11	Пробирка для образцов анализа для биохимического анализатора Biochem FC200	Количество пробирок - 1000 Тип кювет - Наливные, одноразовые Материал - полиметилметакрилат Температура термостатирования - 37±0,1 °С. Пробирка для образцов анализа для биохимического анализатора Biochem FC200	упаковка	1	62000 62000
12	Набор биохимического контроля	Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевины, кальций, креатинин, Арсенazo, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/ Оксиданная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевиная кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода. Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1x5мл	набор	1	21389 21389

13	Набор биохимического мультикалибратор	Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO₂, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °C (за исключением билирубина - 4 суток).Фасовка 1*5мл	набор	1	20400	20400
14	Протромбинового времени для коагулометра TS 4000	Набор 5*2 мл ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1мкг/мл), фосфолипиды, кальция хлорид, буферы, соли и стабилизаторы. Реагент разведенный, готов к работе.	набор	1	13458	13458
15	Активированного частичного тромбопластинного времени для коагулометра TS 4000	5*2мл.кальций хлорид 5*2мл	набор	1	12435	12435
16	Набор реагентов для определения содержания Фибриногена Тромбин для определения содержания фиброгена 6*2мл.Референсная плазма для определения фиброгена 1*1мл.Буфер имидазоловый 2*75мл.для коагулометра TS 4000	Набор реагентов для определения содержания Фибриногена (Тромбин для определения содержания фиброгена 6*2мл.Референсная плазма для определения фиброгена 1*1мл.Буфер имидазоловый 2*75мл	Набор	1	55448	55448
17	Набор реагентов для определения тромбинового времени 5*2мл.для коагулометра TS 4000	Тромбин реагент: 5*2ml, Тромбин реагент содержит жидкий стандартизованный бычий тромбин, бычий альбумин, буферы и стабилизаторы.Набор реагентов для определения тромбинового времени 5*2мл. для коагулометра TS 4000	набор	1	20182	20182
18	Контроль 1,набор реагентов 1*1мл.для коагулометра TS	Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%).	набор	1	11213	11213

4000	Контроли 2 и Здают удлинённые относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Контроль 1, набор реагентов 1*1мл для коагулометра TS 4000			
19	Контроль 2. набор реагентов 1*1мл для коагулометра TS 4000	набор	1	11213 11213
20	Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка для коагулометра TS 4000	набор	1	49019 49019
21	Раекционная кювета для коагулометра TS 4000	набор	1	91107 91107
	Итого			708072

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 21 квартал, 30 строения. Срок поставки После заключения договора по заявке Заказчика. После получения заявки в течение 15 календарных дней.

Основной платежка: по факту поставки товара.

Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)-DDP

Место приема документов: РК. Мангистауская область, Мунайлинский район, с. Мангистаузд. больницы 21 квартал 30 строение, здание больницы 1этаж, кабинет отдела государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 14.00 3 ноября 2023г до 14.00 10 ноября 2023 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

10 ноября 2023 г. в 15.00 часов в кабинете №1 по адресу: г.Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1эта



Досжанова Ж.Е.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Директору манману Коскабаева Д.С. Канд