

**Объявление по закупу медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений №12 от 29.04.2022г**

1.Заказчиком/Организатором закупки: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», Мунайлинский район, с. Мангистау. в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений по закупку медицинских изделий.

2.Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница», РК, 130600, Мангистауская область. Мунайлинский район, с.Мангистау зд.больницы 24/1квартал

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм.	Колич ество	Цена за ед.ген ге	Сумма, тенге
1	Аланинаминотрансфераза	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Digi CS-T240.Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; АДГ >1820ЕД/л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; α- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60-120 секунд. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-15 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2.Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	15	19272	289080
2	Аспартаминотрансфераза	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Digi CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л Трис Буфер >80	набор	15	19272	289080

	ммоль/л. Реагент 2 - Малак дегидрогеназа >1635 ЕД/л; а-кетоглутарат 36 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л, ЭДТА 5.0 ммоль/л. Содержит нерационный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 120~180 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 3 ~ 1000 ЕД/л. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-15 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм				
Прямой билирубин	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240.Объем реагента 250 мкл .Длина волны 570 нм . Объем R1-250 мкл .Объем образца 25 мкл .Диапазон абсорбционной способности 0-2А Продолжительность реакции 300 секунд .Количество тестов в упаковке не менее 1068. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2.Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм	набор	8	26532	212256
Общий билирубин	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240.Компоненты: Реагент 1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается.Продолжительность реакции 300-600 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Объем R1-250 мкл .Объем образца-25 мкл .. Количество тестов в упаковке не менее 1068.Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты	набор	10	26532	265320

	поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.					
5	Общий холестерин	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240.. Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	15	46332	694980
6	Общий белок	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240.Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 г/л; Объем R1-250 мкл Объем образца-5 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 800. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода.	набор	10	13596	135960
7	Мочевина	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации мочевины в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе Digui CS-T240Линейный диапазон настоящего реагента – 0-35 ммоль/л (азот мочевины 98 мг/дл). Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл.Объем образца-3 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке	набор	15	36696	550440

	(флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.					
8	Триглицериды	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Липопротеин липаза (LPL) >1250 ЕД/л; АТР 0.70 ммоль/л; ЭДТА 10 ммоль/л; TOOS 1.875 ммоль/л; Сульфат магния 12.5 ммоль/л; GPO >5000 ЕД/л; Глицерин киназа (GK) >1250 ЕД/л; Буфер 100 ммоль/л. Реагент 2 - POD>750 ЕД/л; ЭДТА 10 ммоль/л; 4- аминантинирин 2.0 ммоль/л; Буфер 100 ммоль/л. Содержит неактивный заполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-9,0 ммоль/л. Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл. Объем образца-3 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	5	53988	269940
9	С-реактивный белок	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Линейный диапазон настоящего реагента – 0 -0,80 мг/л. Объем реагента 1- 350 мкл. Объем реагента 2 - 40мкл. Объем образца 2 мкл. Режим анализа определение по двум точкам. Количество тестов в упаковке не менее 350. Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на контроле для специфических белков. Уровень 1и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	225940	451880

10	Железо	Реагент применяется для лабораторного количественного измерения в условиях нарушения содержания железа в сыворотке крови на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Объем R1-200 мкл. Объем R2-40 мкл. Объем образца-20мкл. Количество тестов в упаковке не менее 633. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	Набор	5	49896	249480
11	Холестерин липопротеины высокой плотности	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-X), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 мг/дл. Объем R1-300 мкл. Объем R2-100 мкл. Объем образца-4 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 366. Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на контроле для липидов Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	38148	76296
12	Холестерин липопротеины	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-X), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-450 мг/дл. Объем R1-300 мкл. Объем R2-100 мкл. Объем образца-4 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 366. Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на контроле для липидов Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	218988	437976

13	Глюкоза - оксидаза	Реагент применяется для количественного определения в условиях <i>in vitro</i> концентрации глюкозы (GLU-OX), содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе Digiui CS-T240. Линейный диапазон составляет 0-40 мкмоль на л (720мг/дл). Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-2 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системы безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм	набор	20	15444	308880
14	Мочевая кислота	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови или моче на биохимическом анализаторе Digiui CS-T240. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-1,5 ммоль/л (25 мг/дл). Основная длина волны520 нм . Продолжительность реакции5 мину . Объем R1-200 мкл .Объем R2-50 мкл .Объем образца-4 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 671. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системы безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	30888	61776
15	Альбумин	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации альбумина (ALB) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Digiui CS-T240. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-60 г/л(6 г/дл). Объем R1-300 мкл .Объем образца-2 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 734. Калибратор в наборе.Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона	набор	3	11616	34848

		должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
16	Щелочная фосфотаза	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности щелочной фосфатазы (ALP) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Объем R1-200 мкл .Объем R2-50 мкл .Объем образца-4 мкл.Количество тестов в упаковке не менее 671. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2.Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм	набор	3	19272	57816
17	Антистрептолизин	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации анти-стрептолизина O (ASO) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Линейный диапазон настоящего реагента – 20 - 800 мЕд/л. Объем Реагент 1- 240 мкл .; Объем реагента 2 - 60 мкл ; Объем образца 3 мкл. Диапазон абсорбционной способности 0~3,2A . Количество тестов в упаковке не менее 112.Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на контроле для специфических белков.Уровень 1и 2 .Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	191928	383856
18	Магний	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации магния (Mg) в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Линейный диапазон для данного реагента составляет 2,5 ммоль/л. Объем R1-300 мкл .Объем образца-3 мкл .Количество тестов в упаковке не менее 734. .Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента,	набор	2	13596	27192

		объем реагента, date производства реагента, date окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
19	Гликогемоглобин	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro содержания гликогемоглобина (HbA1C) в крови человека на биохимическом анализаторе-Dirui CS-T240 . Реагент 1 : Латекс 0.10% ; Глицериновый буфер 15 ммоль/л . Реагент 2 : R2-A : Антитела козы против мышиних иммуноглобулинов IgG 0.08 мг/мл ; Глицериновый буфер 60 ммоль/л ; R2-B : Мышиное антитело к HbA1c человека 0.05 мг/мл ; Моноклональное антитело ; Глицериновый буфер 60 ммоль/л ; Гемолизат H2O ; Калибратор гликогемоглобина Эритроциты человека в наборе. Контроль уровень 1; 2 в наборе . Линейный диапазон настоящего реагента составляет 2-15% . Время реакции 5 минут . Объем реагента 1- 300 мкл ; Объем реагента 2 - 100 мкл ; Объем образца 8 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 75. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, date производства реагента, date окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	5	370986	1854930
20	Сыворотка для клинико-химической калибровки	Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, лиофилизированный порошок предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, анализаторе Dirui CS-T240 следующих аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn, Fe, TIBC. АСР. Фасовка 5 мл x 4.	набор	2	142692	285384
21	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1	Контрольный материал. Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1, лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе-Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn, Fe, TIBC. АСР. Фасовка 5 мл x 4	набор	2	131208	262416

22	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2	Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 2», лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Digui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYMЕ, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn, Fe, TIBC. ACP. Фасовка 5 мл x 4	набор	2	96492	192984
23	Антибактериальный безфосфорный детергент	Для очистки зонда для отбора реактивов, реакционной кюветы и реакционной чашки для замачивания автохимического анализатора Digui CS-T240. Поверхностно-активное вещество гидроксид натрия может удалять органические вещества, такие как белок, а бактериостаты могут подавлять рост бактерий. Ингредиент - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество, бактериостаты	набор	10	61380	613800
24	Щелочной детергент	Для очистки пробоотборного зонда и реакционной кюветы автохимического анализатора серии Digui CS-T240. Поверхностно-активное вещество и гидроксид натрия могут удалять органические вещества, такие как белок. Ингредиент - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество.	Набор	20	61380	1227600
25	Амилаза	Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности α-амилазы в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Объем R1-240 мкл. Объем R2-60 мкл. Объем образца-7,5 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагент поставляется в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дата производства реагента, дата окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	277596	555192
26	Кальций-арсенazo	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации кальция в сыворотке, плазме или моче на биохимическом анализаторе Digui CS-T240. Линейный диапазон для данного реагента составляет 0-5,0 ммоль/л. Объем R1-300 мкл. Объем образца-3 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 750. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дата производства реагента, дата окончания срока годности	набор	2	14916	29832

	реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.				
Ревматоидный фактор	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 Линейный диапазон настоящего реагента – 3-160 мЕ/мл. Первичная длина волны 570 нм . Вторичная длина волны 750 нм . Объем реагента 1 -240 мкл . Объем реагента 2- 60 мкл . Объем образца -5 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 112. Калибратор в наборе . Контроль реагента проводится на контроле для специфических белков. Уровень 1и 2 . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнение и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	150348	300696
27					
Сыворотка для контроля липидов Уровень 1	Контрольная сыворотка липидов (уровень №1) жидкая готова к использованию . Используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: APO A1/APO B/TC/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TG. Фасовка ; 1мл x 1 .	набор	3	41580	124740
28					
Сыворотка для контроля липидов Уровень 2	Контрольная сыворотка липидов (уровень №2) жидкая готова к использованию .Используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180,CS-T240 следующих параметров: APO A1/APO B/TC/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TG. Фасовка; 1мл x 1 .	набор	3	41580	124740
29					
Сыворотка для контроля специфических белков.Уровень 1	Контрольная сыворотка специфических белков (уровень№1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180,CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP.	набор	2	98868	197736
30					
Сыворотка для контроля специфических белков.Уровень 2	«Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T180,CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP.	набор	2	98868	197736
31					

32	Креатинин	Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови или моче двухточечным (псевдокинетическим) методом на биохимическом анализаторе CS-T240. Скорость образования окрашенного комплекса с пикриновой кислотой в щелочной среде (реакция Яффе) пропорциональна концентрации креатинина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 505 нм. Реагент № 1. Гидроокись натрия . 260 ммоль/л ; Дeterгент . 20 г/л . Реагент № 2.- Пикриновая кислота . 20 ммоль/л . Калибратор - 177 мкмоль/л (2 мг/дл) . Линейность диапазон 25-885 мкмоль/л . Время проведения теста 13 мин. Реагент R1 и R2 в смешать в равном количестве . Объем R1-180 мкл . Объем образца -35 мкл . Количество тестов в упаковке не менее 150 . Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Регистрируется в ручную в анализатор .	набор	30	13530	405900
33	Лизирующий реагент	Реагент Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор Digui BF -6800 для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Состав: положительно-активные вещества активные вещества и неионные поверхностно-активные вещества . Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте не менее 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте не менее 60 дней . Бутылка. Объем 500 мл. "	набор	25	37092	927300
34	Лизирующий реагент	Реагент Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор Digui BF -6800 для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Принцип метода: анализатор может провести соответствующую операцию автоматически; разбавить часть образца цельной крови с помощью раствора BF-FDO, добавить раствор BF-FDT после лизирования клеток. После начального периода реакции данные по числу и уровню лейкоцитов могут быть получены посредством лазерной технологии разброса и технологии проточной цитометрии. Состав: неионные поверхностно-активные вещества Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте не менее 12 месяцев . Срок действия после открытия не менее 60 дней при температуре 2 °C ~ 30 °C . Объем 5 л.	набор	15	261756	3926340
35	Дилуэнт	Реагент дилуэнт применяется на гематологический анализатор Digui BF -6800 для разбавления образцов. Принцип метода: При наличии соответствующих осмотического давления и проводимости, сохраняется целостность первоначального объема клеток крови в определенный период времени, чтобы гарантировать доступ к величине пульса, соответствующего объему клетки. Состав: натрий сульфат, калия хлорид, натрия дигидрофосфат,	набор	120	43692	5243040

		калия дигидроортофосфата. Условия хранения и срок годности - герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте не менее 12 месяцев; Срок действия после открытия не менее 60 дней при температуре 2 °C ~ 30 °C. Объем 20 л.				
36	Чистящий раствор	Реагент Детергент применяется на гематологический анализатор Digi BF - 6800 для очистки анализатора, предотвращает накопление белка. Принцип метода: удаляет лизис, клетки и остатки белков в анализаторе. Состав: натрия гипохлорит. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте не менее 12 месяцев; Срок действия после открытия не менее 60 дней при температуре 2 °C ~ 30 °C. Объем 500 мл.	набор	25	43692	1092300
37	Лизирующий реагент	Реагент Лизирующий реагент применяется на гематологический анализатор Digi BF - 6800 для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), обнаружения содержания белых кровяных клеток (лейкоцитов), базофилов и гемоглобина. Принцип метода: основная функция - растворение мембран эритроцитов, высвобождение гемоглобина из эритроцитов, уменьшение числа лейкоцитов за исключением базофилов. Состав: катионные поверхностно-активные вещества. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте не менее 12 месяцев. Срок действия после открытия не менее 60 дней при температуре 2 °C ~ 30 °C. Объем 500 мл.	набор	30	47784	1433520
38	Контроль автоматического анализа гематологии (Часть 5) уровень 1	Контрольная кровь на гематологический анализатор Digi BF - 6800 предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям. Состав: RBCs, WBCs, PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности не менее 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Уровень 1 - 2,5 мл	набор	2	43692	87384
39	Контроль автоматического анализа гематологии (Часть 5) уровень 2	Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор Digi BF - 6800 для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям. Состав: RBCs, WBCs, PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности не менее 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Уровень 2 - 2,5 мл	набор	2	43692	87384
40	Контроль автоматического анализа гематологии	Контрольная кровь предназначена на гематологический анализатор Digi BF - 6800 для оценки точности и достоверности проведения результатов по 5 популяциям. Состав: RBCs, WBCs, PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности не менее 3 месяца при температуре от 2 до 8°C.	набор	2	43692	87384

	(Часть 5) уровень 3	Уровень 3 - 2,5 мл			
41	Полоски диагностические	Тест-полоски для анализаторов мочи CL-50, CL-50 Plus, CL-500. Тест-полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга пациента. 10 параметров: биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген); клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты); физико-химические показатели (pH, удельный вес). Комплектация: 100 шт./уп, пластмассовый пенал с влагопоглотителем. Хранение: полоски следует хранить в сухом месте, при 2-30°С, не хранить в холодильнике и избегать попадания прямых солнечных лучей.	уп	350	8500 2975000
42	Калибровочные тест полоски	Химический контроль предназначен для проведения лабораторного контроля качества на анализаторах мочи с использованием обычных реагентных диагностических полосок. Использование контроля в ежедневной лабораторной практике позволяет гарантировать получение правильных и воспроизводимых результатов исследования химического состава мочи и в целом повысить качество работы лаборатории. Контроль мочи позволяет произвести контроль по 14 параметрам: биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген, аскорбиновая кислота, микроальбумин, калций, креатинин); клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты); физико-химические показатели (pH, удельный вес) Калибровочные тест-полоски для анализатора -CL-50.	уп	1	27500 27500
43	Шарики для фиксации времени образования сгустка	Шарики для фиксации времени образования сгустка (700шт/уп)	Уп.	1	36980 36980
44	Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрия TS-4000)	Реакционные кюветы (кюветы для коагулометрия TS-4000)	уп	2	64500 129000

45	Плазма-калибратор 1 x 1 мл	Плазма-калибратор 1 x 1 мл	уп	1	8 790	8790
46	Контроль 2: 1 x 1 мл	Контроль 2: 1 x 1 мл	уп	1	8790	8790
47	Контроль 1: 1 x 1 мл	Контроль 1: 1 x 1 мл	уп	1	8790	8790
	Итого					27250244

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 24 квартал, строение 30. После заключения Договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика./Заявка строго письменно/

Условия платежа: по факту поставки товара.

Место приема документов: Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 21,строение 30,здание больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 14.30 29 апреля 2022г до 14.30 6 мая 2022 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

6 мая 2022 г. в 15.30 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, квартал 21,строение 30.здание больницы 1этаж.

Директор ГКП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»

Досжанова Ж.Е.